

**Technisches Datenblatt****Technical data****CAD/CAM Scheibe High-class****CAD/CAM Blanc High-class**

Zusammensetzung in Masseprozent aller Bestandteile

Composition of all components in mass per cent:

Strontiumaluminiumborosilikatglas 70,1% Vol.
Nanofüllstoffe, BODMA, Bis-GMA, UDMA

Biegefestigkeit flexual strength	191 MPa
E-Modul E-modul	13.812 MPa
Vickers-Härte Vickers hardness	815 MPa
Wasseraufnahme absorption of water	13,9 µg/mm ³
Wasserlöslichkeit water soluble	0,00 µg/mm ³
Druckfestigkeit Compressive strength	380 MPa