

<b>Materiali</b>	<b>Spessore Min</b>	<b>Connet Min</b>	<b>Intermedi</b>	<b>Bordo Fresato</b>
Zr Crown	0,5	9 mm	2 MAX 2 (+-13mm)	0,2
Zr Facc	0,3			
Cr/Co	0,4	3 mm	2	0,1
Ti	0,4	3 mm	2	0,1
PMMA	0,5	9 mm	2 MAX 2 (+-13mm)	0,25
Alluminio	0,5	3 mm	2	0,2